

DIATER Inyectable

Suspensión bacteriana de gérmenes de cultivo. Para inmunoterapia específica.

COMPOSICIÓN

Suspensión estéril de gérmenes inactivados en solución salina fisiológica fenolada al 0.3%, a la concentración prescrita por el médico, procedentes del cultivo de la muestra que recogida al paciente por el médico es enviada al laboratorio para su procesamiento, o la determinada por el especialista.

INDICACIONES

Rinitis, sinusitis, otitis, faringitis, laringitis, bronquitis, conjuntivitis u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad retardada.

PRESENTACIÓN

Vial nº	Color de la etiqueta	Volumen
0	Gris	1.5 mL
1	Verde	4.5 mL
2	Amarilla	4.5 mL
3	Roja	5 mL

TRATAMIENTO DE INICIO

V3: Envase conteniendo cuatro viales (0-1-2-3)

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

V4: Envase conteniendo dos viales 3

Tratamiento de inicio:

Vial (color/nº)	Volumen a inyectar	Intervalo de administración
0	0,5 mL	4 días
1	0,1 mL	4 días
	0,2 mL	4 días
	0,4 mL	4 días
	0,6 mL	4 días
	0,8 mL	4 días
	1,0 mL	4 días
2	0,1 mL	4 días
	0,2 mL	4 días
	0,4 mL	4 días
	0,6 mL	4 días
	0,8 mL	4 días
	1,0 mL	4 días
3	0,1 mL	4 días
	0,2 mL	4 días
	0,4 mL	4 días
	0,6 mL	4 días
	0,8 mL	4 días
	1,0 mL	4 días

Tratamiento de continuación:

Vial (color/nº)	Volumen a inyectar	Intervalo de administración
3	1 mL	2 semanas
	1 mL	2 semanas
	1 mL	2 semanas
	1 mL	2 semanas
3	1 mL	2 semanas
	1 mL	2 semanas
	1 mL	2 semanas
	1 mL	2 semanas

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyectable por vía subcutánea

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN RECOMENDADA

La pauta recomendada por el laboratorio está sujeta a cualquier modificación que el especialista considere necesaria.