

DIATER Nasofaríngea

Suspensión bacteriana específica de gérmenes de cultivo para nebulización. Para inmunoterapia específica.

COMPOSICIÓN

Suspensión estéril de gérmenes inactivados en solución salina fisiológica fenolada al 0.3%, a la concentración de 500 MG/mL (millones de gérmenes por mL) el vial A y 1.000 MG/mL (millones de gérmenes por mL), el vial B o la prescrita por el médico, procedentes del cultivo de la muestra que recogida al paciente por el médico es enviada al laboratorio para su procesamiento, o la determinada por el especialista.

INDICACIONES

Rinitis, sinusitis, otitis, laringitis, bronquitis, conjuntivitis, asma bronquial u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad retardada.

PRESENTACIÓN

Vial letra	Color de la etiqueta	Volumen
A	Amarilla	10 mL
B	Roja	10 mL

TRATAMIENTO DE INICIO

V1: Envase conteniendo dos viales (A y B) con 10 mL/vial.

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

V8: Envase conteniendo 1 vial (B) con 10 mL/vial.

V6: Envase conteniendo 2 viales (B) con 10 mL/vial.

Tratamiento de inicio:

Vial (color/letra)	Dosis	Intervalo de administración
A	1 Pulsación en cada fosa nasal y faringe, hasta agotar el contenido del vial.	Diario
B	1 Pulsación en cada fosa nasal y faringe, hasta agotar el contenido del vial.	Diario

Tratamiento de continuación:

Vial (color/letra)	Intervalo de administración
B	1 Pulsación en cada fosa nasal y faringe, hasta agotar el contenido del vial. Diario
B	1 Pulsación en cada fosa nasal y faringe, hasta agotar el contenido del vial. Diario

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Nasofaríngea.

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN RECOMENDADA

La pauta recomendada por el laboratorio está sujeta a cualquier modificación que el especialista considere necesaria.